

La valise de transport ISOS 03

La valise de transport ISOS 03 est conçue pour le transport de produits sensibles tels que les Concentrés de Globules Rouges, des plaquettes, plasma, tubes échantillons.....

Conservations très performantes avec des sachets ALCAL. Voir essais et validation.



Masse à vide : 2,200 Kg Dimension extérieure : L510 X l 300 X h 210 mm

Dimension utile intérieure : 375x250x135 mm

ISOS 03 a été spécialement conçu pour assurer la sécurité du produit transporté, du personnel utilisateur et de l'environnement.

La valise en polypropylène injecté, qui réalise une isolation des températures, des chocs, est équipée de deux points de fermeture (empêchant toute ouverture accidentelle) **et munie de 2 poignées pour le transport et l'apposition de scellés**. La mousse (aux normes alimentaires et médicale), en plus de sa protection mécanique, réalise l'isolation thermique



Chargement de la valise

Relever les deux points de fermeture et ouvrir la valise,
Positionner des sachets d'ALCAL® et déposer les produits à transporter et le dispositif de contrôle de température,
Fermer la valise en rabattant les deux points de fermeture et apposer un scellé autour de la poignée.
Le lavage et la désinfection s'effectuent avec des produits régulièrement utilisés dans le milieu hospitalier.